

Ripppey



RP07

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PISTOLET DO MASAŻU

1

INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.



WAŻNE:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO
PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Oto zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzeń do masażu wibracyjnego:

- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami i nie pozwalaj dzieciom na jego używanie.
- Miejsce, które masujesz, powinno być czyste i dobrze oświetlone.
- Unikaj korzystania z urządzenia w miejscach, gdzie istnieje ryzyko pożaru, takich jak obecność łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów.
- Zwracaj uwagę na możliwość iskier podczas korzystania z urządzenia, które może spowodować zapłon gazów lub innych substancji palnych w powietrzu.
- Upewnij się, że dzieci i inne osoby znajdujące się w pobliżu są poza zasięgiem urządzenia podczas masażu, aby uniknąć rozproszenia uwagi i utraty kontroli.
- Bądź ostrożny i zachowaj zdrowy rozsądek podczas masowania, unikaj korzystania z urządzenia w przypadku zmęczenia, wpływu środków odurzających, alkoholu lub leków, ponieważ to może prowadzić do wypadków.
- Zabezpiecz się przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia, zwłaszcza podczas jego przenoszenia lub wymiany akumulatora, upewniając się, że wyłącznik jest w pozycji OFF.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą ani nie pozwalaj na dostanie się wody do wnętrza przez otwory wentylacyjne.
- Podczas masażu utrzymuj odpowiednią postawę i równowagę, aby lepiej kontrolować urządzenie w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Ładuj akumulator w urządzeniu za pomocą dostarczonej ładowarki.
- Przed rozpoczęciem masażu usuń luźne ubrania i biżuterię oraz trzymaj włosy oraz luźne elementy ubrania z dala od ruchomych części urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i akumulatora przed użyciem.
- Nie przyciskaj zbyt mocno masażera do ciała i używaj odpowiednich końcówek, aby masaż był skuteczny. Nie należy masować jednego obszaru ciała przez dłuższy czas niż 1 minuta. Przed masażem zaleca się noszenie suchej odzieży lub osuszenie skóry ręcznikiem. Masażer należy delikatnie i powoli dociskać i przesuwąć.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem i niezwłocznie oddaj je do naprawy w przypadku problemów z kontrolą urządzenia.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed zmianą ustawień, wymianą końcówek lub przechowywaniem.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z zasadami obsługi na jego używanie.
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi i nie używaj go do celów innych niż te, do których jest przeznaczone.
- Jeśli w trakcie masażu tkanek miękkich pojawi się ból lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać masaż. Nigdy nie masuj głowy ani kości przy wykorzystaniu wysokich częstotliwości.
- Wybierz odpowiednią głowicę masującą w zależności od obszaru ciała, który chcesz masować.
- Długotrwałe masowanie tego samego miejsca może prowadzić do otarć. Jeśli pojawi się ból lub dyskomfort, należy przerwać korzystanie z urządzenia.

- Upewnij się, że palce i włosy są z dala od działającego urządzenia oraz otworu odprowadzającego ciepło, aby uniknąć potencjalnych obrażeń.
- Nie pozwalaj na zablokowanie otworu odprowadzającego ciepło.
- Nie nadaje się dla osób o ograniczonych zdolnościach motorycznych, chorobach psychicznych lub fizycznych, braku doświadczenia i wiedzy. Osoby te mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie nadaje się dla: kobiet w ciąży, osób cierpiących na cukrzycę, neuropatię, uszkodzenie siatkówki, epilepsję, migreny, przepuklinowe dyski, spondylolistezę, spondylolizę; osób, które miały ostatnio operację, wymianę stawów, metalowe szpilki lub płytki (w ciele). Używaj tego urządzenia tylko po konsultacji z lekarzem.

2

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ELEMENTY URZĄDZENIA



GŁOWICA W KSZTAŁCIE LITERY „U”

Odpowiednia dla mięśni po obu stronach kręgosłupa. Końcówka w kształcie litery „U” omija kręgosłup i kręgi szyjne (nie można jej używać bezpośrednio na kręgosłupie i kręgach szyjnych, ponieważ może to spowodować ich fizyczne uszkodzenie).



GŁOWICA KULISTA

Do masażu mięśni całego ciała: Nadaje się do masażu mięśni pleców, pośladków, ud, łydek itp.



GŁOWICA OWALNA

Do całego ciała: Nadaje się do masażu szyi i kręgosłupa oraz ścięgna Achillesa.



GŁOWICA WĄSKA

Do masażu mięśni stawów: Nadaje się do masowania głębokich tkanek, nerwów, stawów itp.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie w pełni, co zajmuje trzy godziny.
2. Ładowanie powinno odbywać się wyłącznie z użyciem gniazdka elektrycznego. Nie próbuj ładować masażera za pomocą komputera lub innego podobnego urządzenia.
3. Podczas ładowania, diody LED na urządzeniu będą migotać, sygnalizując proces ładowania. Bateria zostanie w pełni naładowana, gdy diody LED przestaną migać i wszystkie zostaną zapalone.
4. Nie korzystaj z urządzenia podczas trwania procesu ładowania.
5. Możesz naładować akumulator w urządzeniu w dowolnym momencie i do dowolnego poziomu naładowania. Jednak zaleca się unikanie wyczerpywania baterii do poziomu, który sygnalizuje czerwona dioda LED.
6. Przeciętny czas pracy urządzenia wynosi około 2 godzin, jednak może się to różnić w zależności

MONTAŻ / DEMONTAŻ GŁOWICY

1. Wyłączyć urządzenie, zamontować głowicę masującą
2. Docisnąć głowicę do masażera
3. Aby zdemontować głowicę, należy wyciągnąć ją z urządzenia za pomocą siły.

OBSŁUGA

1. Nie należy używać urządzenia nieprzerwanie dłużej niż przez godzinę. Po godzinie należy wyłączyć urządzenie na 30 minut przed ponownym użyciem.
2. Stosować tylko bezpośrednio na suchej, czystej skórze, nie stosować przez ubrania.
3. Po pełnym naładowaniu nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
4. Przyłożyć do wybranego miejsca i delikatnie przesuwając po skórze. Czas trwania masażu punktowego to około 60 sekund.
6. Podczas używania urządzenia do masażu tkanek miękkich nie powinien występować ból ani dyskomfort. Nie używać do masażu głowy, kości ani twardych części ciała.
7. Aby zmienić poziom, nacisnąć przycisk wł./wył. Każde naciśnięcie to przejście na kolejny poziom. Po pierwszym naciśnięciu przycisku wł./wył. urządzenie rozpocznie pracę na poziomie 1.
8. Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk wł./wył.. Po przejściu przez wszystkie poziomy urządzenie się wyłączy.



Wskazówka dotycząca usuwania odpadów

Nasze produkty podlegają recyklingowi. Pod koniec okresu używalności proszę oddać urządzenie do właściwego punktu usuwania odpadów (lokalny punkt zbiorczy).

IMPORTER / DYSTRYBUTOR

Hydro San, Świdry 104C, 21-400 Łuków

NIP: 9462701115 REGON: 387296035

E-mail: biuro@hydrosan.eu

E-mail: reklamacje@hydrosan.eu

Tel: +48 666 696 306

hydrosan.eu

