

Rippey



RP08

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PISTOLET DO MASAŻU

1

INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.



WAŻNE:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO
PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Oto zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzeń do masażu wibracyjnego:

- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami i nie pozwalaj dzieciom na jego używanie.
- Miejsce, które masujesz, powinno być czyste i dobrze oświetlone.
- Unikaj korzystania z urządzenia w miejscach, gdzie istnieje ryzyko pożaru, takich jak obecność łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów.
- Zwracaj uwagę na możliwość iskier podczas korzystania z urządzenia, które może spowodować zapłon gazów lub innych substancji palnych w powietrzu.
- Upewnij się, że dzieci i inne osoby znajdujące się w pobliżu są poza zasięgiem urządzenia podczas masażu, aby uniknąć rozproszenia uwagi i utraty kontroli.
- Bądź ostrożny i zachowaj zdrowy rozsądek podczas masowania, unikaj korzystania z urządzenia w przypadku zmęczenia, wpływu środków odurzających, alkoholu lub leków, ponieważ to może prowadzić do wypadków.
- Zabezpiecz się przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia, zwłaszcza podczas jego przenoszenia lub wymiany akumulatora, upewniając się, że wyłącznik jest w pozycji OFF.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą ani nie pozwalaj na dostanie się wody do wnętrza przez otwory wentylacyjne.
- Podczas masażu utrzymuj odpowiednią postawę i równowagę, aby lepiej kontrolować urządzenie w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Ładuj akumulator w urządzeniu za pomocą dostarczonej ładowarki.
- Przed rozpoczęciem masażu usuń luźne ubrania i biżuterię oraz trzymaj włosy oraz luźne elementy ubrania z dala od ruchomych części urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i akumulatora przed użyciem.
- Nie przyciskaj zbyt mocno masażera do ciała i używaj odpowiednich końcówek, aby masaż był skuteczny. Nie należy masować jednego obszaru ciała przez dłuższy czas niż 1 minuta. Przed masażem zaleca się noszenie suchej odzieży lub osuszenie skóry ręcznikiem. Masażer należy delikatnie i powoli dociskać i przesuwąć.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem i niezwłocznie oddaj je do naprawy w przypadku problemów z kontrolą urządzenia.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed zmianą ustawień, wymianą końcówek lub przechowywaniem.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z zasadami obsługi na jego używanie.
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi i nie używaj go do celów innych niż te, do których jest przeznaczone.
- Jeśli w trakcie masażu tkanek miękkich pojawi się ból lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać masaż. Nigdy nie masuj głowy ani kości przy wykorzystaniu wysokich częstotliwości.
- Wybierz odpowiednią głowicę masującą w zależności od obszaru ciała, który chcesz masować.
- Długotrwałe masowanie tego samego miejsca może prowadzić do otarć. Jeśli pojawi się ból lub dyskomfort, należy przerwać korzystanie z urządzenia.

- Upewnij się, że palce i włosy są z dala od działającego urządzenia oraz otworu odprowadzającego ciepło, aby uniknąć potencjalnych obrażeń.
- Nie pozwalaj na zablokowanie otworu odprowadzającego ciepło.
- Nie nadaje się dla osób o ograniczonych zdolnościach motorycznych, chorobach psychicznych lub fizycznych, braku doświadczenia i wiedzy. Osoby te mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie nadaje się dla: kobiet w ciąży, osób cierpiących na cukrzycę, neuropatię, uszkodzenie siatkówki, epilepsję, migreny, przepuklinowe dyski, spondylolistezę, spondylolizę; osób, które miały ostatnio operację, wymianę stawów, metalowe szpilki lub płytki (w ciele). Używaj tego urządzenia tylko po konsultacji z lekarzem.

2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Mocny bezszczotkowy silnik o wysokim momencie obrotowym oraz technologia cichej pracy.
2. Wymienna bateria nadająca się do recyklingu.
3. Akumulator litowo-jonowy
4. 30-stopniowe ustawienia prędkości dla optymalnego nacisku.
5. Bezprzewodowy i lekki.
6. * Ładowarka sieciowa AC
7. Włącznik / wyłącznik (ON/OFF)
8. Wymienne końcówki (x8).

Waga: ~1 kg

ZASILANIE

110-240V50 / 60Hz, 5A-26 VDC-1A



ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator przez maksymalnie sześć godzin, zarówno podłączony, jak i odłączony od urządzenia.
2. Aby naładować, podłącz końcówkę prądu stałego dostarczonego zasilacza 24 V do portu ładowania akumulatora, a kabel prądu przemiennego do gniazdka ściennego.
3. Pasek LED na lampkach akumulatora pulsuje, pokazując poziom naładowania akumulatora i sygnalizując aktywne ładowanie.
4. Pełne naładowanie jest sygnalizowane, gdy wszystkie diody LED przestają migać i pozostają w pełni podświetlone.
5. Akumulator można doładować w dowolnym momencie i przy dowolnym poziomie naładowania.
6. Nie zaleca się całkowitego rozładowywania baterii do poziomu czerwonej diody LED.

Średni czas pracy wynosi ponad 2 godziny, w zależności od poziomu prędkości i ciśnienia wywieranego podczas użytkowania.

OBSŁUGA

1. Wyrównaj i przymocuj akumulator do podstawy urządzenia – upewnij się, że jest bezpiecznie zabloковany na swoim miejscu.
2. Włącz urządzenie, przesuwając wyłącznik zasilania na spodzie akumulatora do pozycji ON. Wyłącz urządzenie, przesuwając wyłącznik zasilania do pozycji WYŁĄCZONEJ.
3. Przy wyłączniku zasilania w pozycji ON, naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć urządzenie na poziom pierwszy, dwa razy, aby włączyć urządzenie na poziom drugi i trzy razy, aby włączyć poziom trzeci.
4. Ponowne naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wyłączenie urządzenia. Niebieskie diody LED wskażą odpowiedni poziom mocy.
5. Wyłącz urządzenie i włóż je do końca, co może być ważne w kontekście bezpiecznego przechowywania lub transportu.

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Do czyszczenia urządzenia używaj lekko zwilżonego ręcznika, po czym osusz miękką szmatką.
2. W celu przechowywania lub na czas podróży wyjmij baterię i umieść ją w dostarczonym pudełku kartonowym.



Wskazówka dotycząca usuwania odpadów

Nasze produkty podlegają recyklingowi. Pod koniec okresu używalności proszę oddać urządzenie do właściwego punktu usuwania odpadów (lokalny punkt zbiorczy).

IMPORTER / DYSTRYBUTOR

Hydro San, Świdry 104C, 21-400 Łuków

NIP: 9462701115 REGON: 387296035

E-mail: biuro@hydrosan.eu

E-mail: reklamacje@hydrosan.eu

Tel: +48 666 696 306

hydrosan.eu

