

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – MASAŻER DO SZYI, KARKU, PLECÓW, CIAŁA PODGRZEWANY PAS MASUJĄCY TAMI

(zgodna z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 – GPSR)

Masażer do szyi, karku, pleców i ciała TAMI jest przeznaczony do masażu relaksacyjnego oraz terapii cieplnej. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać poniższych zasad.

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

- ✓ **Czas użytkowania** – Nie przekraczać zalecanego czasu masażu, aby uniknąć przegrzania urządzenia i poparzeń.
 - ✓ **Unikanie bezpośredniego kontaktu ze skórą** – W przypadku wrażliwej skóry stosować lekką tkaninę ochronną.
 - ✓ **Nie stosować w pobliżu wody** – Masażer jest urządzeniem elektrycznym i nie powinien być używany w łazience lub innych wilgotnych miejscach.
 - ✓ **Nie używać w przypadku ran i podrażnień skóry** – Masaż może pogorszyć stan skóry i wywołać infekcje.
 - ✓ **Nadzór nad dziećmi** – Masażer może być stosowany tylko przez dorosłych; dzieci nie powinny korzystać z urządzenia.
 - ✓ **Przeciwwskazania zdrowotne** – Osoby z problemami krążeniowymi, nadciśnieniem, nowotworami lub kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem masażera.
-

2. KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE

- ✓ **Regularna kontrola stanu urządzenia** – Sprawdzać przewody i wtyczki przed każdym użyciem.
 - ✓ **Przechowywanie w suchym miejscu** – Po zakończeniu użytkowania masażer powinien być przechowywany w bezpiecznym i suchym miejscu.
 - ✓ **Nie używać uszkodzonego urządzenia** – W przypadku uszkodzenia przewodów, wtyczki lub obudowy należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z serwisem.
 - ✓ **Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru** – Masażer powinien być wyłączany po każdym użyciu.
-

3. DZIAŁANIA W RAZIE AWARII

⚠ **Przegrzanie urządzenia** – Należy natychmiast wyłączyć masażer i odczekać, aż ostygnie przed ponownym użyciem. ⚠ **Uszkodzenie przewodu lub wtyczki** – Nie używać urządzenia, jeśli przewody są uszkodzone. ⚠ **Nagłe wyłączenie się masażera** – Sprawdzić połączenie zasilania i stan przewodów. ⚠ **Podrażnienia skóry lub ból podczas masażu** – Przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w przypadku długotrwałych objawów.

4. WAŻNE INFORMACJE KOŃCOWE

🔧 **Bezpieczeństwo użytkownika** – Przestrzeganie zasad eksploatacji minimalizuje ryzyko kontuzji i uszkodzeń urządzenia. 🔧 **Regularna konserwacja** – Systematyczna kontrola elementów elektrycznych zapewnia długą żywotność masażera. 🔧 **Dbanie o prawidłowe użytkowanie** – Zapewnia maksymalne korzyści terapeutyczne i minimalizuje ryzyko urazów.

🟡 **OCENA OGÓLNA:** Masażer podgrzewany TAMl jest bezpieczny przy prawidłowym użytkowaniu, regularnej konserwacji i stosowaniu się do zaleceń producenta.